

## Scheda Tecnica

### CARBONATO DI CALCIO 2T - AV

Determinazioni	Unità di misura	Valori	Metodo analisi
CaCO <sub>3</sub>	%	>= 97,5	
MgCO <sub>3</sub>	%	<= 2	
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	<= 0,03	
Insolubile in HCl	%	<= 0,3	
Umidità	%	<= 0,2	ISO 787/2
Residuo superiore a 45 micron	%	<= 0,05	ISO 787/7
Particelle inferiori a 2 micron	%	32 -44	
Bianchezza	%	93 - 96	ISO 2470
Diametro statico medio (d 50%)	micron	2,6 ± 1	
Radicale organico	%	0,50 - 0,70	